

Modell Medi-Swing und Zubehör

MEDI Swing
Das weiche Trampolin



Das Modell Medi-Swing® ist mit hochelastischen Gummiseilen gefedert und besitzt eine flächenstabile Kunststoff-Matte ohne Eigenelastizität. Die Schwingung erfolgt ausschliesslich durch die Gummiseil-Aufhängung. Das Medi-Swing® ist besonders geeignet für Menschen mit grösseren Instabilitäts- und Gleichgewichts-Problemen, die deshalb in Schuhen auf dem Rebounder trainieren.

Modell Medi-Swing Seilringe

Das Modell Medi-Swing ist mit einem Durchmesser von 1.00 m, 1.12 m oder 1.25 m und einer Höhe von 36 cm erhältlich. Es besteht aus einem stabilen Rundrohrrahmen, der flächenstabilen Kunststoffmatte ohne Eigenelastizität und einer patentierten Seilring-Aufhängung.

Generell empfehlen wir, ein möglichst grosses Gerät zu wählen, damit Sie mehr Platz für Ihre Übungen haben. Die Trainingsfläche ist jeweils etwa 30 cm kleiner als der Rahmendurchmesser. Die grösseren Geräte schwingen zusätzlich noch etwas angenehmer. Für einen rutschfesten Stand und den Schutz Ihres Bodenbelages ist das Gerät mit 6 Antirutsch-Kappen aus Naturkautschuk ausgestattet.

Medi-Swing mit Schraubbeinen und blauer Schwungmatte

Preise für Medi-Swing

ø 1.00 m	CHF 479.–
ø 1.12 m	CHF 539.–
ø 1.25 m	CHF 599.–

Video-Mitschnitt



In diesem interessanten und lehrreichen Vortrag erfahren Sie, warum ausreichende Bewegung für ein gesundes Leben so wichtig ist.

Referent: Gert von Kunhardt
Das Video läuft ca. 120 Minuten und ist sowohl auf VHS-Kassette als auch auf DVD erhältlich.

Preis CHF 14.70

Die Seilringe für das Medi-Swing sind in verschiedenen Stärken erhältlich.

Bei der Wahl der richtigen Stärke sollten Sie immer das Gewicht des schwersten Benutzers berücksichtigen, damit dieser beim Schwingen nicht den Boden berührt.

Aufgrund der Massenbeschleunigung (Schwunggewicht) empfehlen wir, je nach Trainingsweise und Körpergewicht, 20 – 50 % des Eigengewichtes zu den angegebenen Seilringstärken dazu zu addieren.



Es gibt Seilringe in drei Stärken:

weich	bis ca. 60 kg
mittel	bis ca. 90 kg
stark	bis ca. 120 kg

Ersatz-Seilringe

Die Seile sind Verschleisssteile und müssen früher oder später ausgetauscht werden. Wir garantieren – wenn Sie nicht springen und die Ihrem Körpergewicht entsprechende Seilring-Stärke gewählt haben – eine Haltbarkeit von einem halben Jahr.

Garantie

auf Rahmen und Matte zwei Jahre, auf die Seilringe 1/2 Jahr, bei sachgemässer Nutzung (schwingen, nicht springen!).

Farbe

Die Standard-Farbe der Schwungmatte beim Medi-Swing ist blau.



Gegen Aufpreis ist die Matte auch sonnen-gelb erhältlich. Die Farbe hat auf Funktion und Training keinen Einfluss. Es ist ein rein optischer Unterschied.

Aufpreis für Schwungmatte

in gelb CHF 20.–

Randpolster

Spielen oder trainieren auch kleine Kinder auf dem Medi-Swing, empfehlen wir das 5 cm dicke Randpolster.

Es ist orange und muss im passenden Durchmesser bestellt werden.

Preise für Randpolster

ø 1.00 m	CHF 79.–
ø 1.12 m	CHF 89.–
ø 1.25 m	CHF 97.–



Klappbeine

Haben Sie Platzmangel? Dann empfehlen wir Ihnen die Ausstattung des Gerätes mit Klappbeinen.



In wenigen Sekunden sind die Beine eingeklappt und man kann das Gerät z.B. unter dem Bett deponieren.

Die Klappbeine sind später nicht nachrüstbar.

Aufpreis Klappbeine für das Modell Medi-Swing

Preis CHF 60.–

Haltegriffe

Mit den soliden Haltegriffen kann das Modell Medi-Swing auch in der Rehabilitation, für unsichere sowie für behinderte Menschen eingesetzt werden. Die Haltegriffe müssen jeweils passend zum Durchmesser des Rebounders bestellt werden.

Haltegriff einzeln	CHF 89.–
Haltegriffe paarig	CHF 169.–

